

# Bioactivatori by Microcat®

BIOACTIVATOR PENTRU MINISTAȚIILE DE EPURARE

# EpurStart



natural



biodegradabil



fara  
chimicale



sigur  
pentru mediu



sigur  
pentru om



fabricat in  
SUA

## ● DESCRIERE

Biopreparat sub forma de pudra, destinat utilizarii in microstatiile de epurare.

EpurStart este folosit cu succes pentru a declansa si sustine activitatea microbiologica in statiile de epurare dupa instalare, sau dupa ce aceasta a fost golita.

Famiiliile de bacterii nepatogene selectate, populeaza statia asigurand o descompunere sigura si naturala a materiei organice.

Formulara unica a EpurStart si concentratia mare de microorganisme asigura descompunerea eficienta a materialelor fecale si a celorlalte reziduuri, neutralizand in acelasi timp mirosurile neplacute derivate.

## ● AVANTAJE

Utilizarea EpurStart imediat dupa punerea in functiune a statiei de epurare poate combate nevoia vidanjarii impreuna cu neplacerile si costurile pe care acest proces le implica.

Aplicat direct in vasul de toaleta, bioactivatorul creaza un biofilm de protectie impotriva colmatarii intregului sistem.

Datorita compozitiei unice, patentate, este compatibil cu produsele de igiena comune, activitatea acestuia nu este afectata.

Numarul ridicat de bacterii, calitatea familiilor selectate si ingredientele alese pentru stimularea acestora asigura un proces accelerat de descompunere, superior altor produse de gen.



# STM+

## ● MOD DE APLICARE

EpurStart se amesteca cu apa si se adauga direct in scurgere sau ministatie. Dupa vidanizarea sau punerea in functiune a acesteia, adaugati EpuStart pentru a restabili echilibrul in sistem si a declansa activitatea microbiologica. Produsul se omogenizeaza in apa calduta si se aplica in vasul de toaleta sau direct in rezervor. Doza standard de insamantare a ministatiilor de epurare este de 0.1kg de bioactivator /m cub din volumul rezervorului. Ulterior, doza de intretinere este de 25g bioactivator. Se aplica saptamanal

## ● CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

**Aspect:** Pulbere alb-gălbui

**Conținut:** Microorganisme preselectate, adaptate și enzime

**Durată de depozitare:** 24 luni

**Număr de microorganisme:** >2 x 10<sup>9</sup>/g

**Ambalaj:** Recipiente de 0,5 kg; 1 kg; 11.3 kg; 100 kg.

## ● DEPOZITARE ȘI MANIPULARE:

**Depozitare:**

7° - 40°C Condiții uscate;

A NU SE CONGELA SAU ÎNCĂLZI PESTE 40°C!

**Manipulare:**

**ATENȚIE!**

Evitați inhalarea pulberii uscate sau a soluției lichide pulverizate.

Evitați expunerea pielii la pulberea uscată sau la soluțiile puternice, pentru că se pot produce iritații. În cazul în care materialul intră în contact cu pielea sau cu ochii, spălați foarte bine și în mod repetat cu apă.

